



Interface lipidocolloïde

- Interface non adhésive, non occlusive
- Trame de polyester imprégnée de particules de CMC + huile de paraffine + vaseline + polymère
- **Propriétés**
 - Maintient d'un milieu humide limité
 - **Atraumatique au retrait**
 - Respect de la peau péri lésionnelle

Indications

- **Plaies aiguës**, des **plaies du pied diabétique**, des **plaies chroniques** au **stade de bourgeonnement et d'épidermisation**, et des plaies **d'épidermolyse bulleuse congénitale**

Contre-indication

- Aucune

Urgo		Taille	Boîtage	Code ACL	Remboursement LPPR
	Urgotul	10x12	16	3401097172835	oui
	Urgotul	15x20	10	3401075547242	oui
	Urgotul	10x40	10	3401077609559	oui

Mode d'utilisation

Lavage de la plaie eau + savon

Soins de la peau péri lésionnelle (PPL)

- PPL normale sèche → émollient
- PPL irritée / eczématisée → dermocorticoïdes

Conseils pratiques



Plaie superficielle

- Compresse d'Urgotul® sur la plaie

Plaie profonde

- Mécher la cavité ou les zones de décollement

Pansement secondaire

- Plaie → Psmt Super Absorbant
- Plaie et → Psmt Américain